

Elastični i kompresivni zavoji

Eurozinc Elast

Eurozinc Elast je elastični medicinski zavoj spreman za upotrebu. Impregniran je pastom s cinkovim oksidom, koja ima izvanredna protuupalna svojstva. Osigurava vlažno okruženje i ne isušuje se tijekom upotrebe. Jednostavan za primjenu i dobro podnošljiv za kožu. Pruža osvježavajući učinak na koži nakon nanošenja. Vrlo lako se oblikuje i prilagođava svakom obliku tijela. Indiciran je za liječenje ulkusa donjih ekstremiteta uzrokovanih venskom insuficijencijom (proširene vene, postflebitički sindrom i venski edem). Također se često koristi za liječenje uganuća ili kao potporni zavoj. Potiče apsorpciju modrica, kontuzija i edema. Svaki zavoj je pojedinačno pakiran u aluminijsku foliju koja osigurava njegovu vlažnost tijekom cijelog roka trajanja. Eurozinc elast ne sadrži lateks i ne može se sterilizirati.

Eurozinc Elast is an elastic medicated bandage ready to use. Impregnated with zinc oxide paste with extraordinary anti-inflammatory properties. It is able to guarantee a moist environment and will not dry during use. Easy to apply and well tolerated by the skin. It has a skin refreshing effect after application. Very easy to cast and adaptable to every type of body contour. Indicated for the treatment of ulcers of the lower limbs caused by venous insufficiency (varicose veins, post-phlebitis syndrome and venous edema) also commonly used for the treatment of distortions or as a support bandage. It promotes the absorption of bruises, contusions and edema. Each bandage is individually wrapped in a aluminium foil pouch that guarantees its wet condition over shelf life time. Eurozinc elast is latex free and cannot be sterilized.

Artikl br. item no. ♀ Veličina size ♀ Pakiranje pkg.

506005	cm 10 x m 5	10 kom/pcs
506007	cm 10 x m 7	10 kom/pcs
506010	cm 10 x m 10	10 kom/pcs



ne sadrži lateks
latex free



Flebimed Media

Neprianjajući elastični kompresivni zavoj srednje rastezljivosti, kratkoelastični, medium kompresije. Izrađen od čistog pamuka, boje kože, nealergijski i prozračan. Može se ponovno koristiti, otporan je na ponovljeno istezanje i pranje te se može sterilizirati. Dolazi s kopčama. Jednostavan za primjenu, ne deformira se i ne trga. Omogućuje savršeno prijanjanje različitim anatomske oblicima. Lako se odmatira bez stvaranja nabora. Mekana tkanina osigurava prozračnost i ne uzrokuje iritacije kože. Otporan na ulja i masti. Ne sadrži lateks.

Namjena:

- koristi se za liječenje kronične venske insuficijencije, primarnih i sekundarnih proširenih vena, ulkusa na nogama, edema, tromboflebitisa, duboke venske tromboze. Preporučuje se nakon operacija vena i skleroterapije.

Non-adhesive elastic compression bandage with medium stretch. Made of pure cotton, skin coloured, non-allergenic and breathable, can be re-used, resists repeated stretching and washing, sterilisable. With fasteners. Easy to apply, it is non-deformable and non-tear. Allows perfect adhesion to the various anatomical forms. It unrolls easily without forming creases. The soft weave fabric guarantees breathability and does not cause skin irritation. Resistant to oils and ointments. Latex free.

Intended use:

- To be used for treatment of chronic venous insufficiency, primary and secondary varicosis, leg ulcers, oedema, thrombophlebitis, phlebothrombosis, after vein surgery, after sclerotherapy.

Artikl br. item no. ♀ Veličina size ♀ Pakiranje pkg.

527106	m 5 x cm 6	1 kom/pcs
527108	m 5 x cm 8	1 kom/pcs
527110	m 5 x cm 10	1 kom/pcs
527112	m 5 x cm 12	1 kom/pcs



udodno
comfortable



perivo
washable



Elastični i kompresivni zavoji

Flebimed Forte

Neprijanjajući elastični kompresivni zavoj s jednom elastičnom trakom i visoke rastezljivosti, dugaelastični (170%), jake kompresije. Izrađen od pamuka i poliuretana, boje kože, nealergijski i prozračan. Može se ponovno koristiti, otporan je na ponovljeno istezanje i pranje, može se sterilizirati. Dolazi s kopčama. Jednostavan za primjenu, trajno elastičan, ne deformira se, ne trga, lako se odmatata bez stvaranja nabora. Mekana tkanina osigurava prozračnost i ne uzrokuje iritacije kože. Otporan na ulja i masti. Ne sadrži lateks.

Namjena:

- potporni zavoj s jakim, konstantnom kompresijom, idealan za liječenje proširenih vena općenito.
- može koristiti i za prevenciju i liječenje sportskih i radnih ozljeda, kao i za potporu i stabilizaciju uganuća, iščašenja, nagnječenja i lakših prijeloma.

Non-adhesive single-elastic compression bandage with long stretch (170%) in cotton and polyurethane, skin coloured, non-allergenic and breathable, can be re-used, resists repeated stretching and washing, sterilisable. With fasteners. Easy to apply, it is permanently elastic, non-deformable, non-tear, unrolls easily without forming creases. The soft weave fabric guarantees breathability and does not cause skin irritation. Resistant to oils and ointments. Latex free.

Intended use:

- Support bandage with strong, constant compression, ideal for the treatment of varicosis in general.
- Can also be used for the prevention and treatment of sports and work injuries, and to support and sustain sprains, dislocations, contusions and light fractures.

Artikl br. item no. Veličina size Pakiranje pkg.

527206	m 7 x cm 6	1 kom/pcs
527208	m 7 x cm 8	1 kom/pcs
527210	m 7 x cm 10	1 kom/pcs
527212	m 7 x cm 12	1 kom/pcs



udodno
comfortable



perivo
washable



Eurofarm Spa Zona Industriale di Piano Tavola, 95032 Belpasso (CT) Italija
Telefon +39 095 391346 • faks +39 095 391507 eurofarm-spa.com



BAUERFEIND d.o.o.
UPRAVA
Goleška 20
10020 Zagreb
T 01 654 28 55
info@bauerfeind.hr

Zagreb
Božidarevićeva 13
T 01 244 41 60

Zagreb
Draškovićeva 56
T 01 481 49 19

Zagreb
Ilica 167a
T 01 35 35 171

Čakovec
Svetojelenska cesta 7
T 040 823 026

Dubrovnik
Ulica dr. Ante Šercera 1b
T 020 77 02 21

Karlovac
Trg hrvatskih branitelja 4
T 047 432 344

Koprivnica
Željka Selinger 2a
T 048 210 140

Osijek
Vukovarska cesta 12
T 031 372 474

Pula
Ulica Marsovog polja 10
T 052 544 393

Rijeka
Verdijeva 5b
T 051 312 213

Slavonski Brod
Ulica Vladimira Nazora 1
T 035 407 350

Split
Spinčičeva 2b
T 021 770 462

Varaždin
Trg kralja Petra Svačića 1a
T 042 313 989

Vinkovci
Ante Starčevića 51
T 032 308 411

Virovitica
Stjepana Radića 28
T 033 353 599

Zadar
Kolovare 9
T 023 254 500