

TouchCare® Nano CGM

Kontinuirano praćenje glukoze

OSNOVNE ZNAČAJKE

- Nije potrebna kalibracija^{1/6}
- Vijek do 14 dana²
- Vodootporan³, mali i diskretan (28,3 x 17,8 x 5,1 mm)
- Prilagodljiva upozorenja i alarmi upozoravaju unaprijed na nisku ili visoku glukozu
- Može se koristiti samostalno s aplikacijom EasySense App
- Integriran s Medtrum Patch pumpom omogućuje suspenziju inzulina kod predikcije/niske glukoze
- Dijelite podatke o glukozu u stvarnom vremenu s neograničenom brojem pratitelja
- 7 strelica trenda glukoze
- Sastoji se od 3 dijela: odašiljač, senzor, uređaj (PDM ili pametni telefon)
- Raspon glukoze 2.2 -22.2 mmol/L
- 9,7% MARD⁵ točnost
- Odobreno za upotrebu za osobe starosti od 2 godine i više

ZNAČAJKE ODAŠILJAČA

- Gladak, vitak, ravnog profila
- Punjiv (12-mjesečno jamstvo)
- Punjenje putem mini-USB
- Pri prvoj upotrebi punjenja do 2 sata, naknadna dopunjavanja 10-30 min
- 14-dnevna pohrana podataka, nema gubitka podataka zahvaljujući automatskom oporavku ako se odvoji od prijemnika

ZNAČAJKE SENZORA

- Tvornički kalibriran^{1/6}
- Vijek do 14 dana²
- 1 sat zagrijavanja
- Očitavanje glukoze u stvarnom vremenu svake 2 minute (720/dan)
- Brzo i jednostavno umetanje



EasySense App (iOS & Android)

SOFTVER I APLIKACIJE (iOS i Android)

Aplikacija EasySense App

- Kontinuirano nadgleda i prikazuje očitavanja glukoze u stvarnom vremenu s prikazom na vašem pametnom telefonu ili satu Apple Watch.
- Prilagodljivi ciljevi, upozorenja i alarmi daju upozorenje unaprijed kod predikcije niske ili visoke glukoze
- 7 strelica trenda
- Grafikoni trendova
- Podijelite s neograničenim brojem pratitelja i zdravstvenim djelatnicima

Aplikacija EasyFollow App

- Za neograničeni broj pratitelja za pregled podataka o Pumpi u stvarnom vremenu i/ili CGM statusu.

EasyView (Pro)

Internetski portal za upotrebu od strane korisnika i zdravstvenih djelatnika za daljinski pregled podataka CGM -a i izvještaja i pomoć u upravljanju dijabetesom.

TRENING / KORISNIČKA PODRŠKA

- Medtrum CGM dostupan je putem HZZO potvrde⁷
- Dostupan za samofinanciranje
- Trening korisnika i zdravstvenih djelatnika
- Za informacije o tome kako naručiti E-pošta: info@bauerfeind.hr



¹Potvrdite glukozu ubodom iz prsta ako se simptomi ili očekivanja ne podudaraju s očitanjima

²Korisnička podrška




³IP28 vodootpornost, 1 sat na dubinu do 2,5 m

⁴PDM uređaj uz pumpu

⁵podatci u datoteci proizvođača

⁶Kalibracija je moguća po želji

⁷Pitajte svog zdravstvenog djelatnika za dostupnost



Nano CGM

Nano Pump